



TPP Zellkulturflaschen

- neue Grössen!

Die Familie der Zellkulturflaschen wächst weiter ...



TPP Zellkulturflasche 25 - 300 cm²

- + Oberflächenaktivierte Wachstumsfläche
- + Erhöhte Überlaufhöhe des Flaschenhalses reduziert die Gefahr des Überschwappens und verhindert so eine Kontamination an der Schraubkappe
- + Stapelrand ermöglicht stabiles, rutschesicheres Stapeln mehrerer TPP Flaschen, auch der Spezialflaschen von TPP
- + Beidseitige Beschriftungsfelder
- + Weisse Volumenskala zur optischen Kontrolle des Füllvolumens



Zellkulturflasche mit wiederverschliessbarem Deckel 115 / 150 cm²

- + Deckel, lässt sich mehrmals öffnen und flüssigkeitsdicht wieder verschliessen
- + Zugriff von Oben ohne Bewegungseinschränkung
- + Stabiles, rutschesicheres Stapeln mehrerer Flaschen
- + z.T. Sicherheitszone durch Steg



Zellkulturflasche mit Aufreissfolie 25 - 300 cm²

- + **Neu** in allen Grössen 75 - 300 cm² erhältlich.
- + Grosse genoppte Aufreisslasche für guten Griff
- + Folie wird vor dem Zugriff in die Flasche abgezogen, ein Verschliessen der Flasche danach ist nicht mehr möglich
- + Stabiles und rutschesicheres Stapeln mehrerer Flaschen durch Stapelring, funktioniert auch in Kombination mit TPP Standard Flaschen
- + Zum Teil Sicherheitszone durch Steg



TPP Zellkulturflaschen

- oft kopiert, nie erreicht

Zur **optimalen Zelladhäsion** wird die Wachstumsfläche optisch-mechanisch **aktiviert**. Dies sorgt für bestes Zellwachstum.

Die Geometrie des Flaschenhalses ergibt eine optimale Zugänglichkeit der Pipetten, Schabern und Spachtel von TPP. Keine toten Ecken = 100 % Zellernte.

Bestellinformationen

TPP Zellkulturflasche 25 - 300 cm²



Kultur- oberfläche cm ²	Ver- schluss	Volumen ml	Abmessungen ausser mm	sterile Unter- verpack.	VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF
25	VENT	15	92 x 51 x 29	10	360	TPP90025	327.00
25	Filter	15	92 x 51 x 29	10	360	TPP90026	337.00
75	VENT	65	155 x 87 x 40	5	100	TPP90075	174.00
75	Filter	65	155 x 87 x 40	5	100	TPP90076	189.00
150	VENT	165	210 x 122 x 50	3	36	TPP90150	135.00
150	Filter	165	210 x 122 x 50	3	36	TPP90151	141.00
300	VENT	410	275 x 170 x 50	3	18	TPP90300	129.00
300	Filter	410	275 x 170 x 50	3	18	TPP90301	135.00

Zellkulturflasche mit wiederverschliessbarem Deckel 115 / 150 cm²



Kultur- oberfläche cm ²	Ver- schluss	Volumen ml	Abmessungen ausser mm	sterile Unter- verpack.	VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF
150	mit Deckel	15-45, max.100	105 x 105	3	18	TPP90552	219.00
115	mit Deckel und Steg	15-33, max.100	105 x 105	3	18	TPP90652	216.00

Zellkulturflasche mit Aufreissfolie 25 - 300 cm²

NEU



Kultur- oberfläche cm ²	Verschluss	Volumen ml	Abmessungen ausser mm	sterile Unter- verpack.	VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF
25	mit Aufreissfolie	3-8, max.15	38 x 45	5	70	TPP90028	441.00
75	mit Aufreissfolie	8-22, max.65	87 x 92	2	32	TPP90078	266.00
150	mit Aufreissfolie, Winkelöffnung	15-45, max.100	100 x 128	3	18	TPP90153	175.00
300	mit Aufreissfolie	30-85, max. 200	140 x 185	2	8	TPP90303	109.00
150	mit Aufreissfolie	15-45, max.100	100 x 130	3	18	TPP90551	175.00
115	mit Aufreissfolie und Steg	15-33, max.100	100 x 128	3	18	TPP90653	178.00